




## **CATALOGUE DES APPAREILS LABORATOIRE**

83 Rue Jules Auffret  
93500 PANTIN  
Tel : 01 57 42 37 12  
Fax : 01 57 42 38 29  
E-Mail : [info@talinstruments.fr](mailto:info@talinstruments.fr)

# Lovibond Water Testing

ANALYSE EAUX ET EAUX USEES

*Le SpectroDirect est un spectrophotomètre moderne à faisceau unique d'un excellent rapport prix/performances, spécialement conçu pour l'analyse de l'eau.*



Applications	-Eaux usées -Eaux potable -Eaux de processus industriel -Laboratoires Gouvernementaux et privés
Résolution	330 à 900nm
Techniques	-Absorbance -Transmission

## Caractéristique:

- Gamme étendu de méthodes préprogrammées
- Grand écran graphique illuminé
- 35 méthodes personnalisées
- Option d'actualisation par internet

# CARY AGILENT 630

FTIR

*Appareil*

*REVOLUTIONNAIRE*



## Agilent Technologies



Poids	3.8 Kg
Elements détectables	Solides, liquides, gaz
Applica-tions	-Matériaux -Pharmaceutique -Chimie fine -Enseignement -Nourriture

LABORATOIRE

### Caractéristiques:

- Utilisation intuitive
- Léger
- Très haute performance
- Multiples accessoires selon votre type d'analyse



**Demandez nous la brochure complète pour avoir toute les informations du CAR 630 FTIR**

Accessoires d'échantillonnages interchangeables selon vos analyses: DialPath, Tumbllr, diamond ATR, germanium ATR, ZnSe multi-bounce ATR, specular reflectance and diffuse reflectance

# MP-AES AGILENT 4200

SPECTROMETRE D'EMISSION ATOMIQUE PAR PLASMA MICRO-ONDES



## Agilent Technologies

*Faible cout d'utilisation et meilleure sécurité au laboratoire, cadences plus importante.*



Détecte	Éléments à l'état trace
Applica-tions	-Agroalimentaire -Chimie et Pétrochimie -Géologie -Environnement

LABORATOIRE

### Caractéristiques:

- Fonctionne à l'air, éliminant toute nécessité d'utiliser des gaz inflammables.
- Plus de sécurité en laboratoire
- Fonctionne sans surveillance
- Performant
- Simple d'utilisation
- Robuste et fiable
- Pas d'étape de dilution
- Coûts d'utilisation les plus faibles



**Demandez nous la brochure complète pour avoir toute les informations du MP-AES AGILENT 4200**

# Prestations de service

